

KERN®

CALIBRATION

KERN & SOHN GmbH

Akkreditiertes Kalibrierlabor seit 1994.
Accredited calibration laboratory since 1994.

Ihr Partner für Kalibrierdienstleistungen, Prüfmittelmanagement und Beratung.
Your partner for calibration services, test equipment management and support.

Mitglied im / member of the

Deutschen Kalibrierdienst



DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-K-19408-01-00

G3-100
D-K-19408-01-00
2025-12

Kalibrierschein
Calibration Certificate

G3-100-2025-12/1

Kalibrierzeichen
Calibration mark

Gegenstand Object	Gewichtssatz, 1 g - 1 kg Klasse F1 Set of weights, 1 g - 1 kg Class F1	Dieser Kalibrierschein dokumentiert die metrologische Rückführbarkeit auf nationale Normale zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI). Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.
Hersteller Manufacturer	Häfner Gewichte GmbH Hohenhardtswaeler Str. 4 74420 Oberrot Deutschland	
Typ Type	-	
Fabrikate/Serien-Nr. Serial number	5440208	
Auftraggeber Customer	Waagen Dammashke GmbH Brombeerweg 53 26180 Rastede Deutschland	This calibration certificate documents the metrological traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). The DAkkS is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.
Auftragsnummer Order No.	2025-25094450	
Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines Number of pages of the certificate	3	
Datum der Kalibrierung Date of calibration	01.12.2025 - 04.12.2025	

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine sind bei Nennung des für die Freigabe Verantwortlichen in Klarschrift auch ohne Unterschrift gültig.
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration certificates with the full name of the approval responsible person are valid without signature.



Datum
Date

04.12.2025

Leiter des Kalibrierlaboratoriums
Head of the calibration laboratory

Grunenberg

Freigabe des Kalibrierscheins durch
Approval of the calibration certificate by

R. Arendt

Rene Arendt



Die Übersetzung des Kalibrierscheines ist eine unverbindliche Übersetzung.
Im Zweifelsfall gilt der Originaltext.

*The translated version of the calibration certificate is not a binding translation.
If any matters give rise to controversy, the original text must be used.*

Kalibiergegenstand: <i>Calibration object</i>	Gewichtssatz, 1 g - 1 kg Klasse F1 <i>Set of weights, 1 g - 1 kg Class F1</i>																
	Untergebracht in einem Etui. <i>Located in a box.</i>																
Kalibrierverfahren: <i>Calibration method</i>	Die Kalibrierung erfolgte durch Vergleich mit den Bezugsnormalen des Kalibrierlaboratoriums nach der Substitutionsmethode mit Auftriebskorrektur. Das Kalibrierverfahren entspricht der OIML R 111-1:2004. <i>The calibration ensued through comparison with the reference standards of the calibration laboratory using the substitution method with air buoyancy correction. The calibration method complies with OIML R 111-1:2004.</i>																
Ort der Kalibrierung: <i>Place of calibration</i>	Kalibrierlaboratorium KERN <i>Calibration - Laboratory KERN</i>																
Umgebungsbedingungen: <i>Ambient conditions</i>	Die Kalibrierung wurde bei folgenden Umgebungsbedingungen ausgeführt: <i>The calibration was carried out under the following ambient conditions:</i>																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>von <i>from</i></th> <th>bis <i>to</i></th> <th>Unsicherheit <i>uncertainty</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Temperatur (°C) <i>temperature</i></td> <td>24,2</td> <td>24,6</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>rel. Luftfeuchte (%) <i>relative humidity</i></td> <td>41,2</td> <td>43,0</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>Luftdruck (hPa) <i>air pressure</i></td> <td>942,7</td> <td>945,9</td> <td>0,3</td> </tr> </tbody> </table>		von <i>from</i>	bis <i>to</i>	Unsicherheit <i>uncertainty</i>	Temperatur (°C) <i>temperature</i>	24,2	24,6	0,1	rel. Luftfeuchte (%) <i>relative humidity</i>	41,2	43,0	2,0	Luftdruck (hPa) <i>air pressure</i>	942,7	945,9	0,3
	von <i>from</i>	bis <i>to</i>	Unsicherheit <i>uncertainty</i>														
Temperatur (°C) <i>temperature</i>	24,2	24,6	0,1														
rel. Luftfeuchte (%) <i>relative humidity</i>	41,2	43,0	2,0														
Luftdruck (hPa) <i>air pressure</i>	942,7	945,9	0,3														
Magnetische Eigenschaften: <i>Magnetic properties</i>	Die magnetischen Eigenschaften der Gewichtsstücke wurden mit einem Suszeptometer, Gaussmeter bzw. der Anziehungsmethode gemessen. Die in der OIML R 111-1:2004 vorgeschriebenen Grenzwerte für Suszeptibilität und magnetische Polarisierung wurden eingehalten. Die Beurteilung der Gewichtsstücke kleiner 2g erfolgte ohne Messung, auf Basis bekannter Materialeigenschaften. Die Grenzwerte für die magnetischen Eigenschaften der OIML R111:2004 sind so festgelegt, dass die Änderung der Waagenanzeige durch die Wechselwirkung von Magnetfeldern der Waage und Umgebung mit dem Gewichtsstück kleiner als das 0,1-fache der zulässigen Fehlergrenze des Gewichtsstücks ist. <i>The magnetic properties of the weight pieces were measured with a susceptometer, gaussmeter or the attraction method. The prescriptive limits for susceptibility and magnetic polarisation are in conformity with the OIML R 111-1:2004. The evaluation of the weight pieces lighter than 2g was carried out without measurement, based on known material properties.</i> <i>The limits for magnetic properties established in the OIML R111:2004 specified in a way, that the interaction of magnetic fields of the balance and the environment with the weight piece alters the balance indication not more than the 0,1-fold of the permissive limit of the weight piece.</i>																
Referenzgewichte: <i>Standard weights</i>	I6-100-D-K-19408-01-00-2025-03 I6-101-D-K-19408-01-00-2025-07																

Material / Verwendete Dichte:
Material / Density used

Nennwert <i>nominal value</i>	Dichte <i>density</i>	Unsicherheit <i>uncertainty</i>	Material <i>material</i>	Form <i>shape</i>
1 g - 1 kg	7950 kg/m ³	140 kg/m ³	Edelstahl <i>Stainless steel</i>	Knopf <i>Knob</i>



Messergebnisse:
Measurement results:

Nennwert nominal value	Kennzeichnung marking	konventioneller Wägewert conventional mass	Unsicherheit k=2 uncertainty	Fehlergrenze max. perm. error	Klasse* class*
1 g		1 g + 0,01 mg	0,03 mg	± 0,10 mg	F1 ✓
2 g		2 g - 0,01 mg	0,04 mg	± 0,12 mg	F1 ✓
2 g	*	2 g + 0,01 mg	0,04 mg	± 0,12 mg	F1 ✓
5 g		5 g + 0,02 mg	0,05 mg	± 0,16 mg	F1 ✓
10 g		10 g - 0,02 mg	0,06 mg	± 0,20 mg	F1 ✓
20 g		20 g - 0,07 mg	0,08 mg	± 0,25 mg	F1 ✓
20 g	*	20 g - 0,05 mg	0,08 mg	± 0,25 mg	F1 ✓
50 g		50 g - 0,05 mg	0,10 mg	± 0,3 mg	F1 ✓
100 g		100 g + 0,10 mg	0,16 mg	± 0,5 mg	F1 ✓
200 g		200 g - 0,2 mg	0,3 mg	± 1,0 mg	F1 ✓
200 g	*	200 g - 0,2 mg	0,3 mg	± 1,0 mg	F1 ✓
500 g		500 g + 0,3 mg	0,8 mg	± 2,5 mg	F1 ✓
1 kg		1 kg - 2,3 mg	1,6 mg	± 5,0 mg	F1 ✓

* Bewertung der Klasse gemäß OIML R111:2004 bzw. der Fehlergrenze (wenn keine Klassenangabe vorhanden ist) bezieht sich nur auf den konventionellen Wägewert.

The assessment of the class according to OIML R111:2004 / the max. perm. error (if no class assessment is given) only refers to the conventional mass.

Bewertungskriterium: $|[\text{Abweichung}]| \leq [\text{Toleranz}] - [\text{erw. Messunsicherheit}]$
Assessment criterion: $|[\text{Error}]| \leq [\text{Tolerance}] - [\text{exp. uncert.}]$

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor k=2 ergibt. Sie wurde gemäß EA-4/02 M: 2022 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% im zugeordneten Wertebereich.

Die erweiterte Messunsicherheit wurde aus Unsicherheitsanteilen der verwendeten Normale, der Wägungen und der Luftauftriebskorrektur berechnet. Die Ergebnisse gelten nur für den kalibrierten Gegenstand im Zustand und unter den Bedingungen zum Zeitpunkt der Kalibrierung. Ein Anteil für die Langzeitstabilität des Kalibriergegenstandes ist nicht enthalten.

Reported is the expanded uncertainty which results from the standard uncertainty which results from the standard uncertainty by multiplication with the coverage factor k=2. It has been evaluated according to EA-4/02 M: 2022.

The value of the measurand is found within the attributed interval with a probability of 95%.

The expanded uncertainty was calculated from the contributions of uncertainty originating from the standards used, from the weighings and the air buoyancy corrections. The results apply only to the calibrated item in the condition and under the conditions at the time of calibration. A proportion for the long-term stability of the calibration item is not included.

Bemerkungen: Das Kalibrierlaboratorium bewahrt eine Kopie dieses Kalibrierscheins für mindestens 5 Jahre auf.
Remarks:

Die Oberflächen der Gewichtsstücke weisen übliche Gebrauchsspuren auf.
The calibration laboratory retains a copy of this calibration certificate for at least 5 years.
The surfaces of the weights show regular traces of wear.

Ende des Kalibrierscheines

End of calibration certificate

